






Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)




Accuracy for Influenza A / B by Nasal Swab


Rapid test for the detection of SARS-CoV-2 & Influenza A/B viral nucleoprotein antigens in human nasopharyngeal specimens



Sample



Extract



Test



Result

The Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Point Of Care Test

The Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab) is an in-vitro immunochromatographic assay for the qualitative and differential detection of nucleocapsid protein antigen from influenza A (including subtype H1N1), influenza B and/or SARS-CoV-2 in nasopharyngeal (NP) swab specimens directly from the subtype H1N1), influenza B and/or SARS-CoV-2 in nasopharyngeal (NP) swab specimens directly from individuals within the first ten days of symptom onset. It is intended to aid in the rapid diagnosis of influenza A, influenza B and/or SARS-CoV-2 infections. This is a real-time test which provides a practical solution that is straightforward to implement, even at scale. It is intended for use as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 and influenza virus type A and B, with results provided directly to patients after 15 minutes.

The Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab) enables you to screen out influenza type A and B using the patient sample, at the same time. One of the test strips detects COVID-19 directly by looking for the presence of specific proteins from the SARS-CoV-2 virus, the other detects influenza type A and B by directly detecting viral nucleoprotein antigens associated with Influenza type A and type B. Thus, antigen detection closes a diagnostic gap. The nucleocapsid protein is ideal for virus detection, as it is highly abundant in the virus and sufficiently specific for SARS-CoV-2.

The test procedure is not automated and requires no special training or qualification. The Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab) is designed for professional use only.

Benefits at a Glance

- ✓ 2 Tests in a single device - only 1 sample required
- ✓ Quickly screen for influenza type A and B during COVID-19 testing
- ✓ High sensitivity & specificity to COVID-19
- ✓ Easy to use
- ✓ Fast and reliable test results in only 15 minutes
- ✓ Can be stored at room temperature
- ✓ All test components (including sterile swabs) are included
- ✓ The COVID-19 test shows no cross-reactivity with human pathogenic coronaviruses (Like nCoV-229E, -HKU1, -NL63, ND-OC43) or influenza viruses (like influenza A/B)



CE
Marked



US
Design



Immediate
Results



COVID-19
Specific



Deployable
at Scale



Designed
for HCPs

Ordering Information

Product Code	Product Description	Box Size	MOQ
GCFC-525a	Combo COVID-19 Ag & Flu A/B CE RDT	20 Tests	5 Boxes (100 Tests)

Each Box contains: 20 x Test Cassettes, 20 x Sterile Swabs, 20 x Extraction Tubes & Dropper Tips, 1 x Workstation, 2 x Buffers, 1 x Package Insert

Tel: +962777720993

E-mail: info@bioclinicalme.com



ن شريط الاختبار السريع لكوفيد-19 المستضد و الأنفلونزا (مسحة) هو جهاز الكروماتوغرافي المناعي المختبري - لنقل للكشف النوعي والتفاضلي لمستضد البروتين النووي من الأنفلونزا A (بما في ذلك النوع الفرعي H1N1) ، الأنفلونزا B و / أو سارس كوف-2 في عينات مسحة من البلعوم الأنفي (NP) مباشرة من الأفراد خلال الأيام العشرة الأولى من ظهور الأعراض. الغرض منه هو المساعدة في التشخيص السريع لعدوى الأنفلونزا A و / أو الأنفلونزا B و / أو سارس-كوف-2. هذا الاختبار في الوقت الفعلي هو حل عملي سهل التنفيذ ، حتى على نطاق واسع. الغرض منه هو استخدامه كوسيلة مساعدة في تشخيص سارس-كوف-2 وفيروس الأنفلونزا من النوع A و B ، مع تقديم النتائج مباشرة للمرضى بعد 15 دقيقة. ان شريط الاختبار السريع لكوفيد-19 المستضد و الأنفلونزا (مسحة) يمكنك من فحص الأنفلونزا من النوع A و B باستخدام عينة واحدة من المريض ، في نفس الوقت. يكتشف أحد شرائط الاختبار الأنفلونزا من خلال البحث عن وجود بروتينات معينة من فيروس سارس-كوف-2 ، بينما يكتشف الآخر الأنفلونزا من النوع A و B عن طريق الكشف المباشر عن مستضدات البروتين النووي الفيروسي المرتبطة بالأنفلونزا من النوع A و B ، وبالتالي ، الكشف عن المستضد يغلق فجوة التشخيص. يعتبر بروتين نوكليوكابسيد مثاليا لاكتشاف الفيروسات حيث إنه وفير للغاية بالفيروس ومخصص بشكل كاف لسارس-كوف-2. إجراء الاختبار ليس آليا ولا يتطلب تدريباً أو تأهيلاً خاصاً. تم تصميم شريط الاختبار السريع لكوفيد-19 المستضد و الأنفلونزا (مسحة) للاستخدام المهني فقط.

لمحة سريعة عن المزايا

- ✓ اختباران في جهاز واحد - مطلوب عينة واحدة فقط.
- ✓ فحص سريع للإنفلونزا من النوع A و B أثناء اختبار كوفيد-19
- ✓ حساسية و خصوصية عالية لكوفيد-19
- ✓ سهل الاستخدام
- ✓ نتائج اختبار سريعة وموثوقة في 15 دقيقة فقط
- ✓ يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة
- ✓ يتم تضمين جميع مكونات الاختبار (بما في ذلك المسحات المعقمة).
- ✓ يُظهر اختبار كوفيد-19 عدم وجود تفاعل تبادلي مع الفيروسات التاجية المسببة للأمراض البشرية مثل (مثل nCOV-229E ، HKU1- ، NL63 - ، ND-OC43) أو فيروسات الأنفلونزا (مثل الأنفلونزا A / B)



تحمل علامة سي اي



تصميم أمريكي



نتائج فورية



خاص بكوفيد-19



قابل للنشر على نطاق واسع



مصمم لمقدمي الرعاية الصحية

معلومات طلب الشراء

إنتاج التعليمات البرمجية	وصف المنتج	حجم الصندوق	MOQ
GCFC-525a	Combo COVID-19 Ag & Flu A/B CE RDT	20 اختبار	5 صناديق (100) اختبار


يحتوي كل صندوق على 20 x من المسحات المعقمة، 20 x أنابيب إستخراج، قطارة، 1 x محطة عمل 1x محلول عدد 2 x ادراج الحزمة

رقم: +96264622301

إيميل: info@bioclinicalme.com



اختبار كوفيد-19 و الإنفلونزا معاً




Accuracy for Influenza A / B by Nasal Swab


اختبار سريع للكشف عن مستضدات البروتين النووي الحيوية لـ سارس
كوف-2 والإنفلونزا النوع A و النوع B في عينات البلعوم البشرية



عينة



استخراج



فحص



النتيجة

نقطة الرعاية لإختبار سريع لكوفيد-19 المستضد و الإنفلونزا